

Anti-Osbip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Z7B0

Artikelnummer: CM0022128

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Reis-BiP1 (BIP1), ein ER-Chaperon für Proteinfaltung und Stressantwort. Validiert für WB und ELISA in *Oryza sativa*. Ideal für die Forschung zur Samenentwicklung und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsBip1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BIP; OsBiP1; Osj_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4328075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von Oryza sativa OsBip1 entspricht. (Q6Z7B0)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6Z7B0
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku