

Kaninchen-Polyklonaler Anti-OSbpl2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H1P3

Artikelnummer: CM0014886



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes OSBPL2 (ORP2), validiert für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Lipidtransport, Zelladhäsion und taubheitsbezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSBPL2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ORP2, ORP-2, DFNA67, DNFA67, OSBPL2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9885
GeneID	9885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 291-480 des humanen OSBPL2 (NP_653081.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H1P3
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel