

Anti-OSbpl3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4L5

Artikelnummer: CM0025023



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes OSBPL3 (ORP3) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und rattes OSBPL3. Rekombinantes Immunogen aus den Aminosäuren 370-520 des humanen OSBPL3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSBPL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 370-520 des humanen OSBPL3 (NP_056365.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4L5
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel