

Anti-OsdlT Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Lwu9

Artikelnummer: CM0020577

Einführung

Dieser Kaninchen-polyklonale Antikörper erkennt spezifisch das OsDLT-Protein (SWISS: Q9LWU9) in Reis. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, ist er ein wesentliches Werkzeug zur Untersuchung von Brassinosteroid-Signalgebung, Transkriptionsregulation und der Kontrolle der Pflanzenorgan-Größe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsDLT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4339978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-214 von Oryza sativa OsDLT (Q9LWU9) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel