

Anti-Oseil1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q10M41

Artikelnummer: CM0024450

Einführung

OsEIL1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB und ELISA in Reis (*Oryza sativa*). Ideal für die Untersuchung von Ethylensignalwegen, Stressantworten und Krankheitsresistenzwegen. Ziel-Molekulargewicht 71 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsEIL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; Osj_10672
Art	Oryza sativa
GeneID (Mensch)	EIL1
GeneID	107276358
Immunogen	Rekombinantes Protein LSRGKDPAGGVVGDPK-C
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel