

Anti-Osein2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0D8I9

Artikelnummer: CM0020799

Einführung

CamelBio liefert anti-OsEIN2 Kaninchen-Polyklonalantikörper (Q0D8I9), der mit *Oryza sativa* reagiert. Validiert für WB und ELISA, zielt auf das Ethylen-Signalprotein ab, das an Reisentwicklung, Seneszenz und Korngröße beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsEIN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4342431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 576-710 von <i>Oryza sativa</i> OsEIN2 (Q0D8I9) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D8I9
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel