

Anti-Osfd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A0A0P0XR34

Artikelnummer: CM0020333

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reis OsFD1 (P0478E02.1) für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 21 kDa großes Kernprotein, das an der Abscisinsäure-Signalübertragung und Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsFD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P0478E02.1; OsFD1
Spezies	Oryza sativa
GeneID	9271661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-125 von Oryza sativa OsFD1 enthält. (A0A0P0XR34)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	A0A0P0XR34
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel