

Anti-Osfd2 Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Z4G3

Artikelnummer: CM0019417

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen *Oryza sativa* OsFD2 (OsZIP55). Validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur Abscisinsäure-Signalgebung, Transkriptionsregulation und Pflanzenstressantworten. Detektiert ein 18 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsFD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OsFD2; OsZIP55
Art	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	9266154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von <i>Oryza sativa</i> OsFD2 (Q5Z4G3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q5Z4G3
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eispackung