

Anti-OsGBSSI-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q0Dev5

Artikelnummer: CM0022251



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die granula-gebundene Stärke-Synthase I (OsGBSSI/GBSS-I, Waxy) von *Oryza sativa*. Für WB und ELISA validiert. Für die Forschung zur Amylose-Synthese und Stärkebiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsGBSSI-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Wx; WX1; Wx-b; waxy; GBSS1; WX-mq; WX1-1; Wx-oz; GBSS-I; OsGBSS1; 134P10.7; OsGBSSI
Art	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4340018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von <i>Oryza sativa</i> OsGBSSI enthält. (Q0DEV5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0DEV5
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Kühlakku