

Anti-Osgepl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B0

Artikelnummer: CM0028216

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes OSGEPL1 (Q9H4B0) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, ideal für Studien zur mitochondrialen tRNA-Modifikation und Genomerhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSGEPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	64172
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des menschlichen OSGEPL1 (NP_071748.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4B0
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel