

Anti-Osgin1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ujx0

Artikelnummer: CM0013838

Einführung

Anti-OSGIN1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, zielt auf das humane oxidative Stress-induzierte Wachstumsinhibitor 1 (OSGIN1) ab, das an der Regulation der Zytokinese und des Zelltods beteiligt ist. Kreuzreagiert mit der Spezies Mensch. 52 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSGIN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	BDGI; OKL38; OSGIN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	29948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen OSGIN1 (NP_892026.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UJX0
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel