

Anti-Osgrf4 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zik5

Artikelnummer: CM0023434

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reis-OsGRF4, validiert für Western Blot und ELISA. Nützlich für die Untersuchung der Regulierung der Korngröße, Zellproliferation und Meristem-Entwicklung in *Oryza sativa*.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsGRF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; Osj_08054; OJ1111_E07.19
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4330436 (<i>Oryza sativa</i>)
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6ZIK5
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel