

Anti-Osmads1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q10Pz9

Artikelnummer: CM0022700

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die auf *Oryza sativa* OsMADS1 abzielen, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Entwicklung von Blütenorganen, der Funktion von Transkriptionsfaktoren und der MADS-Box-Proteinforschung bei Reis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsMADS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Art	Oryza sativa
GenID	4332059
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-257 von Oryza sativa OsMADS1 (Q10PZ9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel