

Anti-Osmads15 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Q9I2

Artikelnummer: CM0024286

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen *Oryza sativa* OsMADS15, ein MADS-Box-Transkriptionsfaktor. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Reis. Ideal für Studien zur pflanzlichen Entwicklungsbiologie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsMADS15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RAP1A; MADS15; FDRMADS3; OsMADS15; RMADS215; OJ1567_G09.109-1
Art	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4342214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 167-267 von <i>Oryza sativa</i> OsMADS15 (Q6Q9I2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6Q9I2
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel