

Anti-Osmkk4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6K4Q0

Artikelnummer: CM0018973

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Reis OsMKK4, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von pflanzlichen Abwehrsignalwegen und Kinasefunktionen in *Oryza sativa*.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsMKK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OJ1316_E06.24; OsMKK4
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4330957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-200 von Oryza sativa OsMKK4 (Q6K4Q0) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel