

Anti-Osmpk6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q336X9

Artikelnummer: CM0023862

Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen die mitogen-aktivierte Proteinkinase 6 (OsMPK6, Q336X9) aus Reis für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung von MAPK-Signalwegen in *Oryza sativa*.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsMPK6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MPK6; OsMPK6
Spezies	Oryza sativa
GeneID	4349225
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel