

Anti-Osmr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99650

Artikelnummer: CM0030950

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches OSMR, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Oncostatin M- und IL-31-Signalwegen in der immunologischen und dermatologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSMR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9180
GenID	9180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des menschlichen OSMR (NP_003990.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99650
Proteinmasse	111 kDa
Versand	Eisbeutel