

Anti-Osr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tax0

Artikelnummer: CM0021510

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes OSR1 (odd-skipped-related 1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an embryonaler Entwicklung und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ODD; OSR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	130497
Gen-ID	130497
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-115 von humanem OSR1 (NP_660303.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TAX0
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel