

Anti-Osr2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2R0

Artikelnummer: CM0024603

Einführung

Validierter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen OSR2 für WB und ELISA; erkennt menschliches, murine und Ratten-OSR2. Ideal für die Untersuchung der Zahnkeimentwicklung und Zinkfinger-Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSR2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	OSR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	116039
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-312 von menschlichem OSR2 entspricht (NP_001135934.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N2R0
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel