

Polyklonaler Anti-Osrack1A-Antikörper Für Wb Und Elisa - P49027

Artikelnummer: CM0022202

Einführung

Für Western Blot (WB) und ELISA in Reis (*Oryza sativa*) validierter polyklonaler OsRACK1A-Kaninchenantikörper. Erkennt das etwa 36 kDa große RACK1z-Protein, einen positiven Regulator der angeborenen Immunität und pflanzlichen Abwehr. Ideal für die Erforschung der Reisbräune.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsRACK1A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
Spezies	Oryza sativa
GeneID	4324115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-334 von Oryza sativa OsRACK1A entspricht. (P49027)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	P49027
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku