

## Anti-Osrd6/Shl2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb & Elisa - Q8Lhh9

Artikelnummer: CM0024182

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Reis-OsRDR6 (SHL2, SHOOTLESS2) für Western Blot (WB) und ELISA. Diese RNA-abhängige RNA-Polymerase ist entscheidend für die Entwicklung des Sprossmeristems und den ta-siRNA-Signalweg, was sie für Studien zur pflanzlichen Entwicklungsbiologie geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | OsRDR6 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                                |
| Anmerkungen/Alias | SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6                                                                                                      |
| Spezies           | Oryza sativa                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 4323938                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 963-1218 von Oryza sativa OsRDR6 (Q8LHH9) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Oryza sativa                                                                                                                  |
| SWISS             | Q8LHH9                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 137 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |