

Anti-Ostb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8Ln68

Artikelnummer: CM0024222

Einführung

Ostb1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis des Transkriptionsfaktors TB1 in *Oryza sativa*. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung in der pflanzlichen Entwicklungsbiologie zu Bestockung und Achselknospenregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsTB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCP8; OsTB1
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4333856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-388 von <i>Oryza sativa</i> OsTB1 enthält. (Q8LN68)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q8LN68
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel