

Anti-Ostc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nrp0

Artikelnummer: CM0019786



Einführung

OSTC Kaninchen pAb validiert für Western Blot (WB) und ELISA bei Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Oligosaccharyltransferase-Komplex-Untereinheit OSTC ab, zentral für die N-Glykosylierungsforschung und Studien zur ER-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSTC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DC2; OSTC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58505
Gen-ID	58505
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus von menschlichem OSTC entspricht (NP_067050.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRP0
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eispackung