

Anti-Oste Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q10Sh0

Artikelnummer: CM0022639

Einführung

OsTE (TAD1/OsCCS52A) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in Oryza sativa. WD-Wiederholung Zellzyklus-Protein, 56 kDa. Ideal für Reisforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsTE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Spezies	Oryza sativa
GenID	4331448
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Oryza sativa OsTE (Q10SH0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q10SH0
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel