


Anti-Osteocalcin (Bglap) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Artikelnummer: CM0014982



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Osteocalcin (BGLAP), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt das Knochen-Gla-Protein, das an der Knochenmineralisierung und hormonellen Regulation beteiligt ist. Ideal für die Beschaffung von IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Osteocalcin (BGLAP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcin (BGLAP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	632
GeneID	632
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem Osteocalcin (BGLAP) entspricht (NP_954642.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02818
Protein-Gewicht	11 kDa
Versand	Kühltasche