


Anti-Osteocalcin/Ocn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Artikelnummer: CM0029350



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Osteocalcin (BGLAP), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Unterstützt Knochenbiologie- und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Osteocalcin/OCN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcin (BGLAP)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	632
Gen-ID	632
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P02818
Protein-Gewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel