

Anti-Osteoglycin (Ogn) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Artikelnummer: CM0030002

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Osteoglycin (OGN) für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert ein ~34 kDa Protein. Geeignet für Knochenbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Osteoglycin (OGN) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OG; OIF; SLRR3A; Osteoglycin (OGN)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4969
Gen-ID	4969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-298 von humanem Osteoglycin (OGN) (NP_054776.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20774
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel