


Polyklonaler Anti-Osteopontin-Antikörper Für Wb, Elisa - P10451

Artikelnummer: CM0013354



Einführung

Für Western Blot und ELISA validierter polyklonaler Anti-Osteopontin-Antikörper. Erkennt humanes, murines und Ratten-Osteopontin; erkennt die Aminosäuren 17-314. Ideal zur Untersuchung von Zell-Matrix-Interaktionen und Zytokinfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	Osteopontin-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontin
Art	Mensch
Gen-ID	6696
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 17-314 des humanen Osteopontins (NP_001035147.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10451
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku