


Polyklonaler Anti-Ostm1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wc4

Artikelnummer: CM0016778



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OSTM1, auch als Beta-Untereinheit des Chloridkanals 7 bekannt, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Essenziell für die Reifung und Funktion von Osteoklasten und Melanozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OSTM1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	28962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-284 des humanen OSTM1 (NP_054747.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86WC4
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku