

Anti-OsTT1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q10Kf0

Artikelnummer: CM0019473

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen das OsTT1 von Reis (Proteasom-Unterheit Alpha Typ 2), validiert für WB und ELISA. Erkennt das Zielprotein aus *Oryza sativa* mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ca. 26 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsTT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAB1; OsPAB1; Osj_11088; OsTT1
Art	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4333000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 135-235 von <i>Oryza sativa</i> OsTT1 (Q10KF0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q10KF0
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku