


Anti-Otc Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P00480

Artikelnummer: CM0005091



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler OTC-Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Harnstoffzyklus-Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTC Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Spezies	Mensch
Gen-ID	5009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 215-354 von menschlichem OTC (NP_000522.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00480
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel