


Anti-Otc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00480

Artikelnummer: CM0026832



Einführung

Kaninchen anti-OTC polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes OTC. Unverzichtbar für die Untersuchung des Harnstoffzyklus, der Ammoniakentgiftung und des mitochondrialen Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCTD; OTC1; OTCD; OTCase; OTC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5009
GenID	5009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 215-354 von menschlichem OTC (NP_000522.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00480
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel