

Anti-Otof Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc10

Artikelnummer: CM0021827

Einführung

OTOF Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Rekombinantes Immunogen (aa 1-300) zielt auf Otoferlin, einen Kalziumsensor, der für die synaptische Vesikelexozytose in cochleären Haarzellen entscheidend ist, ab. Ideal für Hör- und Taubheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTOF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Spezies	Human
GeneID (human)	9381
GeneID	9381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem OTOF (NP_919224.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HC10
Proteingewicht	227kDa
Versand	Eisbeutel