

Anti-Otp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Artikelnummer: CM0017182

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OTP (Homeobox-Protein Orthopedia). Geeignet für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Erforschung der hypothalamischen neuroendokrinen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OTP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OTP
Spezies	Human
GeneID (Human)	23440
GeneID	23440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von humanem OTP (NP_115485.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5XKR4
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel