


Anti-Otub1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fw1

Artikelnummer: CM0016323



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes OTUB1, eine Deubiquitinierungs-Enzym, das am Proteinumsatz, der DNA-Reparatur und der Immunregulation beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Grundlagenforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTUB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Spezies	Human
GeneID (Human)	55611
GeneID	55611
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem OTUB1 (NP_060140.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96FW1
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel