

Anti-Otub1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Artikelnummer: CM0016270



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes OTUB1, eine Lys-48-spezifische Deubiquitinase, die an Proteinumsatz, DNA-Reparatur und Immunregulation beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTUB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55611
GenID	55611
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FW1
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel