


Anti-Otub2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q96Dc9

Artikelnummer: CM0020495



Einführung

Anti-OTUB2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Richtet sich gegen die humane Ubiquitin-Thioesterase OTUB2, eine Deubiquitinase, die am Proteinumsatz beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Ubiquitin-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTUB2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
Art	Mensch
GeneID	78990
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-73 des humanen OTUB2 (NP_075601.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DC9
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku