

Anti-Otud4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01804

Artikelnummer: CM0023797

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OTUD4 (HIN1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Untersuchen Sie die Rolle von OTUD4 bei der Deubiquitinierung, der Entzündungssignalübertragung und der DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OTUD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54726
GenID	54726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-500 von menschlichem OTUD4 (NP_001096123.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01804
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel