

Anti-Otud7B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Gqq9

Artikelnummer: CM0021198



Einführung

OTUD7B kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges OTUD7B. Ideal für die NF-κB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OTUD7B Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56957
GenID	56957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 530-700 von menschlichem OTUD7B (NP_064590.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6GQQ9
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel