

Anti-Otx2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32243

Artikelnummer: CM0011794

Einführung

Hochwertiger monoklonaler OTX2-Kaninchenantikörper für Anwendungen in Western Blot und ELISA, validiert für Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur Gehirnentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTX2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5015
GeneID	5015
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 190–289 des menschlichen OTX2 entspricht (P32243)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P32243
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel