

Anti-Otx2 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P32243

Artikelnummer: CM0017144

Einführung

Hochwertiger anti-OTX2 Kaninchen-poliklonaler Antikörper für Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit OTX2 von Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Entwicklung von Gehirn und Sinnesorganen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5015
Gen-ID	5015
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-280 des humanen OTX2 (NP_068374.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P32243
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel