

Anti-Otx2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32243

Artikelnummer: CM0028067

Einführung

OTX2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Zielt auf das humane Homeobox-Protein OTX2 (32 kDa) ab, ideal für Entwicklungsneurowissenschaften und die Erforschung seltener Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPHD6; MCOP55; OTX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5015
Gen-ID	5015
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 140-280 von humanem OTX2 (NP_068374.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P32243
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel