

Anti-Ovgp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12889

Artikelnummer: CM0013486

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches OVGP1, validiert für Western Blot und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Befruchtung, der frühen embryonalen Entwicklung und der Biologie des Eileiters.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OVGP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5016
GeneID	5016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-260 des menschlichen OVGP1 (NP_002548.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12889
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku