

Anti-Ovol2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Brp0

Artikelnummer: CM0020023

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes OVOL2 (ZNF339). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur epithelial-mesenchymalen Transition, Entwicklungsbiologie und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OVOL2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58495
Gen-ID	58495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-98 des humanen OVOL2 (NP_067043.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BRP0
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel