


Anti-Oxa1L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15070

Artikelnummer: CM0027217



Einführung

Der Anti-OXA1L Kaninchen-Polyklonale Antikörper (pAb) erkennt spezifisch menschliches OXA1L und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, ideal für die Forschung an der Insertase der inneren Mitochondrienmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXA1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5018
Gen-ID	5018
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 336-435 von menschlichem OXA1L (NP_005006.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15070
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel