

Anti-Oxct1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55809

Artikelnummer: CM0030265



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OXCT1 (SCOT), ein Schlüsselenzym für den Ketonkörper-Katabolismus, validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Stoffwechselforschung und Studien zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXCT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	5019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 261-520 von humanem OXCT1 (NP_000427.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55809
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel