

Anti-Oxct2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Byc2

Artikelnummer: CM0018810

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches OXCT2, ein mitochondriales Enzym des Ketonkörperkatabolismus. Validiert für Anwendungen in WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXCT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCOTT; FKSG25; OXCT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64064
GenID	64064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 430-510 des menschlichen OXCT2 (NP_071403.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYC2
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel