

Anti-Oxgr1/Gpr99 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96P68

Artikelnummer: CM0002564



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes OXGR1/GPR99 (2-Oxoglutarat-Rezeptor 1). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur GPCR-Signalgebung, Stoffwechsel und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXGR1 / GPR99 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27199
GenID	27199
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem OXGR1 / GPR99 (Q96P68) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96P68
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel