

Monoklonaler Anti-Oxr1-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q8N573

Artikelnummer: CM0006535

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Anti-OXR1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Erkennt Isoformen mit 24-98 kDa in Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von oxidativem Stress, der Regulation der V-ATPase und der Neuroprotektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXR1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55074
GeneID	55074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 705-874 des humanen OXR1 (NP_001185461.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N573
Proteingewicht	24-98 kDa
Versand	Kühlakku