

Anti-Oxr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N573

Artikelnummer: CM0019081

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OXR1 (Oxidation Resistance Protein 1), validiert für Western Blot und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Nützlich für die Erforschung von oxidativem Stress, Golgi-pH-Regulation und Neuroprotektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	55074
GeneID	55074
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 705-874 von humanem OXR1 enthält. (NP_001185461.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N573
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel